



CIM med GmbH bringt neue S-Serie auf den Markt

Belastbar, funktional, ergonomisch und formschön

Optimiertes Design, Gewichtszuladung bis 22 Kilogramm, innenliegender Rotationsanschlag, der individuell und je nach Anforderung definiert werden kann und noch mehr Raum für noch mehr Kabel – die CIM med GmbH hat mit der neuen S-Serie ihre höhenverstellbare Generation an medizinischen Trägersystemen in jeder Hinsicht weiterentwickelt und konsequent neuen Kundenbedürfnissen angepasst.

Die maximale Gewichtsbelastung von 22 kg berücksichtigt einen 4- bzw. 6-fachen Sicherheitsfaktor. Dabei hat das Münchner Unternehmen durch die Auswahl einer speziellen Aluminiumlegierung bei gleichbleibender Gewichtszuladung das Eigengewicht des Tragarmes deutlich reduziert. Dieser Vorteil wirkt sich vor allem bei Anbindungen an mobile Systeme wie Narkosegeräte oder Gerätewagen aus.

Das aktuelle Design ermöglicht eine bedienerfreundliche Installation bei deutlicher Zeit- und Kostenersparnis gegenüber bisherigen Modellen: Optimierte Lagerstellen sorgen für eine einfachere Verkabelung. Parallel wurde der für Kabel vorgesehene Platz im Innern der Tragarme vergrößert. Dadurch steht mehr Raum für mehr Kabel mit größeren Durchmessern zur Verfügung. Die eigens von CIM med® entwickelte und in allen Tragarmen integrierte Kabelführung schützt die Kabel vor Beschädigung, stellt eine einwandfreie Stromversorgung sicher und bietet hinsichtlich der Hygiene und Infektionsprävention enorme Vorteile, da Keime sich nicht an freiliegenden Kabeln ansiedeln können.

Auch unter Sicherheitsaspekten bietet die neue S-Serie Vorteile: So verbessert die Begrenzung des Schwenkbereichs die Kippstabilität



beispielsweise bei Anwendungen im Anästhesiebereich und verhindert eine Kollision etwa mit Glaszylindern. Bei den Modellen von CIM med® kann daher der innen liegende Rotationsanschlag individuell nach Kundenwunsch bzw. konstruktiven Anforderungen kostenneutral umgesetzt und damit der Drehwinkel innerhalb des 310° Bewegungsradius je nach Notwendigkeit und Anwendung bei der Anbindung an bestehende Systeme optimal definiert werden.

Leichtgängig und ergonomisch lassen sich die Tragarme auch in einem Bereich von +/-45°, ausgehend von der Horizontalen, in der Höhe verstellen. Dies garantiert eine optimale Positionierung und sichere Fixierung des Monitors ohne großen Kraftaufwand in der gewünschten Höhe.

Selbstverständlich entspricht die neue S-Serie als Medizinprodukt der Klasse 1 dem hohen Qualitätsanspruch des Herstellers. Wie alle Produkte von CIM med® verfügen auch die Tragarme dieser Generation über einen 6-fachen Sicherheitsstandard bei einem Maximalgewicht von 22 Kilo und zeichnen sich durch eine fünfjährige Garantie aus. Sie sind konform mit den Regularien EN 60601-1, 3rd Edition und CE-gekennzeichnet.

(Diese Pressemitteilung hat 2.795 Zeichen inkl. Leerzeichen und Überschriften)

Über CIM med GmbH

Die 2007 in München gegründete CIM med GmbH entwickelt und vertreibt medizintechnische Trägersysteme weltweit. Die Qualitätsprodukte von CIM med® kommen in kritischen Umgebungen wie im OP-Bereich, auf der Intensivstation oder in der Notfallaufnahme sowie in Untersuchungszimmern zum Einsatz. Zu den Kunden zählen alle großen internationalen Hersteller im Bereich der Medizintechnik. Für sie stellt CIM med® als OEM-Zulieferer standardisierte und maßgeschneiderte Lösungen für stationäre und mobile Halterungen u.a. für Patientenmonitore, PACS und Narkosegeräte bereit. Das Besondere an den CIM med®-Systemen: Dank einer integrierten

Kabelführung laufen alle Leitungen für die Stromversorgung und EDV-Anbindung innenliegend. Die hohe Qualität der Produkte unterstreicht CIM med® mit dem Siegel „Made in Germany“. Alle Schritte von der Produktentwicklung bis zur Fertigung laufen am Hauptsitz in München ab.

Neben dem Produktportfolio bietet CIM med® einen umfassenden Service und versteht sich als kundenorientierter Lösungsanbieter. Der Service reicht von der Entwicklung über die Projektierung bis hin zur Installation vor Ort. Ein weiterer wichtiger Schritt für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist die umfangreiche Produktschulung. Dabei werden unter anderem detaillierte Produktkenntnisse, die Anleitung zur korrekten Installation, der einwandfreie Austausch von Kabeln sowie die fachgerechte Handhabung vermittelt. Nicht nur im Hinblick auf ihre Produkte setzt das Unternehmen auf höchste Qualität; auch im Service vor Ort, in der Unterstützung der Kunden bei der Projektabwicklung und im Supply Chain Management wird die CIM med® den Erwartungen ihrer internationalen Kunden gerecht.

Pressekontakt:

CIM med GmbH

Monika Stern (Marketing)

Margot-Kalinke-Straße 9

80939 München

Tel. +49 89.978 94 08-0

Telefax +49 89. 978 94 08-29

monika.stern@cim-med.com

www.cim-med.com